



HPLC VANQUISH CORE - CNR ISPAM

CPQ-00666728

12 Aprile 2024

Ispaam Cnr

Andrea Scaloni

C/O IST. TECNICO AGRARIO STATALE "E. DE CELLIS"
- VIA ARGINE,1085
80147 Ponticelli
Italy

Andrea Scaloni
Ispaam Cnr
C/O IST. TECNICO AGRARIO STATALE
"E. DE CELLIS" - VIA ARGINE,1085
80147 Ponticelli
Italy

12 Aprile 2024

HPLC VANQUISH CORE - CNR ISPAM

Offerta

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	3
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento	Termini di spedizione	Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df	DDP	9 Giugno 2024
Intestazione		Richiedente	
Ispaam Cnr		Andrea Scaloni	
vedi fondo pagina			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

Destinatario

Richiedente: Andrea Scaloni
Intestazione: Ispaam Cnr
Indirizzo: C/O IST. TECNICO AGRARIO STATALE "E. DE CELLIS" - VIA
ARGINE,1085
80147 Ponticelli
Italy
Telefono: 081.5966006 - 081.5964977
E-mail: andrea.scaloni@ispaam.cnr.it

Contatto

Nome del referente Antonio Fornite
Telefono +39 335 533 5321
E-mail: antonio.fornite@thermofisher.com

HPLC VANQUISH CORE - CNR ISPAM

Articolo	Descrizione	Qtà
1.1	VC-S01-A-02 SYSTEM BASE VANQUISH CORE Necessario per l'installazione di uno strumento Vanquish Core completo. Include la base dello strumento, il contenitore solventi, capillari per l'installazione di una colonna tra cui anche un pre-riscaldatore colonna passivo, e accessori per l'installazione dello strumento (ship kit).	1
1.2	VC-P20-A-01 QUATERNARY PUMP C Supporta la miscelazione di più solventi per lo sviluppo del metodo, gradienti ternari e quaternari per classiche applicazioni HPLC. Flussi impostabili tra 0.001-10 mL/min and pressioni fino a 700 bar (con una velocità di flusso maggiore di 5 mL/min, l'intervallo di pressione decresce linearmente fino a 300 bar), miscelatore da 400 µL, 679 µL GDV, 4 canali per i solventi, e degassaggio sotto vuoto integrato; contiene il modulo Vanquish Quaternary Pump C e gli accessori per l'installazione (ship kit).	1
1.3	VC-A13-A-02 SPLIT SAMPLER C Fornisce alta precisione, alta accuratezza, e rapidi tempi di ciclo per tutte le applicazioni con lo strumento Vanquish Core fino a un massimo di 700 bar. Sistema autocampionatore split-loop con la tecnologia SmartInject, senza temperatura controllata del campione, volumi di iniezione 0.010-100 µL, 100 µL loop di iniezione, valvola di iniezione brevettata senza manutenzione, 4 posizioni per carrello portacampioni/wellplates; contiene il modulo Vanquish Split Sampler C e gli accessori per l'installazione (include 4 x 54 pos. portacampioni, e un prezioso sample container kit).	1
1.4	VC-C10-A-03 COLUMN COMPARTMENT C Supporta un'ampia gamma di esperimenti e semplifica il trasferimento di metodi grazie a multiple opzioni di controllo della temperatura. 5-85 °C, modalità con aria fissa e con aria forzata, pre-riscaldamento attivo (opzionale) e passivo della fase	1

Offerta

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	4
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento	Termini di spedizione	Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df	DDP	9 Giugno 2024
Intestazione		Richiedente	
Ispaam Cnr		Andrea Scaloni	
vedi fondo pagina			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

Articol o	Descrizione	Qtà
	mobile, due collocazioni per colonne di max. 300 mm di lunghezza, impilabile, può ospitare fino a due valvole; contiene il modulo Vanquish Column Compartment C e gli accessori per l'installazione (ship kit). NOTA: Valvole a pre-riscaldatore attivo sono opzionali e necessitano di essere ordinati separatamente.	
1.10	VC-D11-A-01 DIODE ARRAY DETECTOR CG Progettato per alta affidabilità e flessibilità grazie a dati multi-canale e spettri di acquisizione per applicazioni HPLC; eccellente linearità e rumore ottimizzato per un ampio intervallo dinamico e bassi limiti di detezione, con un'ampia selezione di celle; max. velocità di acquisizione di 125 Hz (con acquisizione 3D), max. 8 canali UV, lampade UV e Vis (opzionale), 190-800 nm; contiene il modulo Vanquish Diode Array Detector CG e gli accessori per l'installazione. NOTA: la cella e la lampada Vis non sono incluse e necessitano di essere ordinate separatamente.	1
1.6	6083.2000 TUNGSTEN LAMP, VF/C-D1X	1
1.7	7350.0104A CM LICENSE CODE: NEW Required for all new Chromeleon 7.3 or later installations and includes: • New license Code • Installation media • Chromeleon box	1
1.8	7100.0108 CHROMELEON SINGLE EDITION (SE) Provides one client and enables control of one Thermo Scientific instrument and: • includes Instrument Controller, Class 1 Instrument license, Data Client, Instrument Operation, Report Designer Pro and Fraction Collection • must be ordered with 7050.0104A or one of its variants • can only be used for Workstation installations	1
1.9	704-033800 1-day CM train. and support at cust site 1 Giorno Chromeleon Corso con uno specialista applicativo per massimo 5 persone presso la vostra sede, verrà rilasciato certificato di partecipazione. Può essere fornito un supporto applicativo specifico invece di un corso, questo deve essere concordato preventivamente. La validità del Voucher 15 mesi. Per pianificare il training è necessario inviare la conferma d'ordine e il numero del voucher all'indirizzo mail seguente Training.CMD.EU@thermofisher.com.	1
1.11	6083.0510	1

Offerta

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	5
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento	Termini di spedizione	Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df	DDP	9 Giugno 2024
Intestazione		Richiedente	
Ispaam Cnr		Andrea Scaloni	
vedi fondo pagina			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

Articol o	Descrizione	Qtà
	FLOW CELL STD, 13UL, VF/C-D1X This flow cell has a 10 mm light path length, 13 µL flow cell volume, and is made of stainless steel. The cell can operate at post-column pressures of up to 120 bar (1740 psi, 12 MPa).	
1.12	7000.0020 SPECTRAL LICENSE (3D/MS) Enables 3D, GC-MS and LC-MS data acquisition • Add-on license that enables 3D Data Acquisition, GC-MS Data Acquisition and LS-MS Data Acquisition • Workstation installations only • Can be added to WE, SE, WSS and WSO license • Only one license per Workstation license package required	1
1.5	6000.1000 POWER CORD EU-VERSION Power Line Cord EU Version, 220 V, 3 x 0.75 mm², 2 m	5

Articolo	Descrizione	Qtà
2.0	COMP-C-180 OPTIPLEX XE4MT-I7 - 2HD(1TB+512GB)-16GB	1

Subtotale offerta	€ 76.155,11
Sconti / promozioni	- € 50.202,00
Totale offerta al netto degli sconti	€ 25.953,11
Importo totale IVA esclusa	€ 25.953,11

Piano pagamenti:
100% collaudo positivo

Offerta

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	6
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento	Termini di spedizione	Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df	DDP	9 Giugno 2024
Intestazione		Richiedente	
Ispaam Cnr		Andrea Scaloni	
vedi fondo pagina			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

I documenti comprovanti diritti ad esenzioni, non imponibilità o altre agevolazioni circa il regime fiscale, possono essere prodotti fino al momento della presentazione dell'ordine. Qualora non vengano prodotti documenti attestanti il diritto alle esenzioni, il compratore è tenuto al pagamento dell'IVA in aggiunta al prezzo esposto in questa offerta.

Potete vedere sotto le opzioni mensili, contattare FinancialServicesEurope@thermofisher.com per ulteriori informazioni. Nota: i pagamenti sono solo stime e la disponibilità del finanziamento del leasing o della locazione operativa sono soggetti all'approvazione del credito, all'accettazione dei termini e alle norme e regolamenti locali. I termini e gli interessi possono variare in base al profilo finanziario del cliente.

La stima del leasing o della locazione operativa si basano su un costo totale di **€ 25.953,11**; potete scegliere tra le seguenti opzioni di pagamento mensile:

	Rata Mensile		
	36	48	60
Locazione Operativa:	€ 732,29	€ 592,32	€ 506,18
Locazione Finanziaria:	€ 819,84	€ 645,61	€ 539,93

Rate mensili anticipate, assicurazione all risks compresa nei canoni, tasso fisso.

Scegli il contratto di locazione più adatto alle tue esigenze:

Locazione operativa (utilizzo)

L'intento di questo contratto di locazione è quello di utilizzare e ottenere i vantaggi dell'attrezzatura in cambio di un basso pagamento mensile. Le opzioni di fine locazione sono: continuare a noleggiare l'attrezzatura, acquistarla al valore equo di mercato o restituire / aggiornare l'attrezzatura.

Locazione finanziaria (finalizzato all'acquisto finale)

Questa è un'opzione di locazione che prevede la possibilità di riscatto finale dell'attrezzatura ad un costo predeterminato (1% dell'importo finanziato), dopo che sono stati effettuati tutti i pagamenti mensili.

Dettaglio per l'inoltro dell'ordine di acquisto

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	9
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento		Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df		9 Giugno 2024
Termini incoterms 1	Termini incoterms 2	Metodo di spedizione	
DDP		Expeditors Intl	
Vedere in basso			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

Per ufficializzare l'ordine e velocizzarne la consegna, vogliate cortesemente: 1) firmare e datare l'ultima pagina del presente documento; 2) inviarlo via fax / e-mail unitamente all'originale del vs. ordine utilizzando uno degli indirizzi sottostanti.

Attenzione! Sull'ordine d'acquisto riportare il riferimento del venditore Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

Ordini di sistemi

Fax: (+39) 02 95059256

e-mail: op.sistemi.it@thermofisher.com

Resa: Franco destino su tutto il territorio nazionale

Imballo: Compreso nel prezzo

Garanzia: 12 mesi dalla installazione, non oltre 13 mesi dalla data di spedizione

Installazione e collaudo: A nostra cura e spesa

IVA: Non inclusa, a vostro carico a norma di legge

GDPR

Accettando quest'offerta autorizzo la raccolta, l'utilizzo e l'elaborazione dei miei dati personali in conformità con la politica sulla privacy di Thermo Fisher Scientific ([Privacy Policy](#)).

Dettaglio per l'inoltro dell'ordine di acquisto

Offerta numero	Versione	Data dell'offerta	Pagina
CPQ-00666728	1.01	12 Aprile 2024	10
Tempi di consegna	Condizioni di pagamento		Validità offerta
2-4 settimane	RD 90 gg. df		9 Giugno 2024
Termini incoterms 1	Termini incoterms 2	Metodo di spedizione	
DDP		Expeditors Intl	
Vedere in basso			

Thermo Fisher Scientific S.p.A.
Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Italia

In rappresentanza dell'acquirente, la seguente firma conferma la volontà di acquistare i prodotti e servizi qui elencati e la accettazione delle condizioni generali di vendita del venditore come uniche ed esclusive per il presente acquisto.

Parte acquirente	Parte venditrice
da: _____	da: _____
firma leggibile _____	firma leggibile _____
funzione _____	funzione _____
Data _____	Data _____

_____ Sigla in questo punto per applicare le condizioni generali ad ogni futuro ordine di prodotti e servizi dalla parte venditrice fino al momento in cui entrambe le parti si comunichino che il presente accordo è terminato.